

6-5 국제휴먼올림픽 내추럴테라피 경기 과제 1

직종명	테라피	과제명	내추럴테라피(6-5)	과제번호	6-5
경기시간	40분	비번호		심사위원확인	(인)

1. 요구사항

※ 요구사항의 조건들을 충실히 이행하며 작업하되 정해진 시간 내 모든 작업을 마쳐야 한다.

- 1) 모델의 관리 대상 범위는 피부 관리 (눈, 손, 구강 중 택일) 부위이다.
- 2) 모델은 메이크업을 하지 않아야 한다.
- 3) 내추럴 테라피를 이용한 매뉴얼 테크닉은 (제품 사용 및 기계 설치 방법을 매뉴얼에 따라 응용하여 실시하여야 하며, 기본적인 내용(테크닉, 숙련도, 자세, 서비스 매너 등) 외에 모델에 대한 케어 등이 고려되어야 한다.
- 4) 내추럴 테라피 지참 도구 (제품, 기계)를 이용 한다.
- 5) 관리 진행 순서는 위생, 준비 상태, 용도에 따른 제품 사용 방법, 매뉴얼 테크닉, 내추럴 테라피 Q&A list, 마무리 순으로 진행한다.
- 6) 전체 시간에 적합하도록 각 부분의 작업 시간을 조절하여 충실한 작업이 되도록 한다.

2. 경기자 유의사항

- 1) 심사장에 의한 작업 지시가 있을시 이에 따른다.
- 2) 매뉴얼 테크닉의 각 동작에 대한 제한은 없으나, 최소 30분 이상 (40분 이내)의 관리 시간을 유지하여야 한다
- 3) 매뉴얼 테크닉 시 필터를 통과한 정제된 물 (또는 살균 정수)을 사용하여야 한다.
- 4) 지참 도구 (제품, 기계)는 정품이 사용되어야 하며, 각 과제별 지시 사항을 위반했을 경우 감점될 수 있다 (전 과제 공통 사항).

6-5 국제휴먼올림픽 내추럴테라피 준비물 2

경기자 지참공구 목록			직 종 명	내추럴테라피	
번호	지참공구명	규 격	단위	수량	비 고
1	새싹 채배기	1. 플라스틱 용기 (손잡이 달린 버켓트형) 2. LED lamp : DC 6V, A	대	1	채반(부직포, 천), 종자(씨앗류 : 채소, 화훼), 1급수(정수 살균수), 식물 생장제, LED lamp
2	mist spray	은폼, 툴루말린, 툴루말린, 마그네슘칩	개	1	용기, pump, 상부 뚜껑, 하부 뚜껑, 칩
3	은폼 기능 살균수기	LPM, DC 6V, w, A	대	1	몸체, 전극, pcb, 유량변위센서, 리튬 배터리, 배관, 부속품
4	기능 필터	1. 히터 : 2Kw 2. 자외선 lamp : w	개	1	히터, 자외선(UV) lamp, 대나무숯 (은증착, 도금), 활성탄
5	기능 비누	일라이트, 은분말, 황토, 숯감람석, 티타늄 분말 등 살균	개	1	일라이트, 은, 황토, 대나무 숯, 감람석, 티타늄 분말
6	가습기, 도자기 무드 lamp	1. 은폼 가습기 2. 도자기 가습기 3. 도자기 무드 lamp	대	1	은폼 가습기 도자기 가습기, 무드 lamp 은폼, 솔방울, 한지, 부직포
7	다기능 싱크대(waterpia)	1. LPM, DC 6V, w, A 2. 필터 히터 : 2Kw 3. 필터 자외선 lamp : w 4. 샤워기 은폼 : 8g 5. 마이크로 버블수 : LPM	대	1	내부에 필터부, 기능수 제조부, 살균수기, 배관, 부속품, 음식물 쓰레기 분쇄기, 발효 소멸기 부착 (주) 필요시 다기능 제품 설치 가능
8	micro bubble수 제조기	LPM	대	1	전원 사용 안함
9	샤워기	은폼 : 8g 세라믹볼 : 툴루말린 부직포, 아류산칼슘 이온 교환 수지	개	1	은폼, 바이오 세라믹볼, 녹제거 필터, 염소 제거 필터, 연수기, 기능성 필터
10	Q&A list(질의 응답)	용어 정의, 내추럴 테라피 공구(기계) 관련 사양, 취급 등 질의 응답	식	1	Q&A list (질의 응답) 참조
11	공통 사항	살균된 물티슈, 티슈	개	1	티슈 (화장지)

